

## CINTA CON INDICACIÓN DE ESTERILIZACIÓN

### INFORMACIÓN GENERAL

- Cinta adhesiva con indicación de esterilización.
- Se utiliza en autoclave:
  - 20 min. a + 120°C
  - 10 min. A + 125°C
  - 5 min. a + 135°C
- El color blanco de la indicación cambia a marrón.
- Sin plomo si se conserva correctamente.
- La cinta con indicación de esterilización se puede utilizar hasta 5 años desde la fecha de producción.
- Material: Cinta adhesiva.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Tipo de esterilización	Longitud (m)	Ancho (mm)	Ud./bolsa	Ud./caja
K-1052	Autoclave	50	19	8	48